

排便にやさしい

福祉用具(介護予防福祉用具)貸与対象品

福祉用具(介護予防)住宅改修対象品

肘かけ前かがみ式洋式トイレ手すり

# といれって<sup>®</sup>

**New** 前かがみの肘

改良品



跳ね上げ式肘かけ



ガードフレーム

補強フレーム

シンプルで  
強固な使い心地!

取付け例



節水型便器にも専用アタッチメントで取付可能です。



古いコントローラーにも取付可能です。

①便器への固定(可動アジャスター)と②壁面への固定(壁面支持スライドパイプ)で2重の固定で便器のぐらつきも防止<左右対称>

前にかがんでも安心固定!

前にかがんで肘に体重を掛けることができますから安心して姿勢が楽です。いつまでも座ってしまうかも!

- 肘位置を固定しましたので安定感が増しました、移乗時は「肘かけ」を跳ね上げてご使用ください。
- 両サイドのガードフレームは立ち上がり時に便利です。
- ほとんどの便器に取付可能、新・旧の操作盤にも取付可能です。
- 便器への固定と壁への固定で2重の固定で便器のぐらつきも防止。

